



## RUCK® MOBIL SYSTEM Regenhülle für VELO TRANSPORTER - so funktioniert's

# RUCK®

FÜR FUSS UND PFLEGE

1



Immer griffbereit, wenn Regen kommt. In der kleinen Tasche (eingenäht) ist die wasserabweisende Regenhülle für das RUCK® MOBIL SYSTEM TRANSPORTER VELO (Art.-Nr. 11030). Sie wird einfach über Technik- und Arbeitseinheit, samt Fußstütze gezogen und schützt sicher.

2



Öffnen Sie die kleine Tasche ...

3



... und entnehmen Sie die Regenhülle.

4



Der reflektierende Print sorgt für Sicherheit und der untere Gummizug garantiert perfekten Sitz.



Ziehen Sie nun die Regenhülle über den RUCK® MOBIL SYSTEM TRANSPORTER VELO (Art.-Nr. 11030). Eine Aussparung für den Kupplungsstift ist vorgesehen. Der Gummizug muss bis nach unten gezogen werden und die Einheit komplett umschließen.

6



Damit sind Sie bestens gerüstet, falls Sie bei schlechtem Wetter mit dem Rad und TRANSPORTER VELO unterwegs sind.