



Ach, das heiße Wetter macht mir zu schaffen, aber ich will mich nicht beschweren – eigentlich sehr gut, danke.



Wie geht es Ihrem großen Zeh?
Konnten Sie sich schon Gedanken über den
Vorschlag mit der ORTOGRIP professional
Spange machen?



wie geht es Ihnen heute?

Ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber ich habe wieder die Ecken heraus geschnitten. Sie hätten meine Frau mal schimpfen hören sollen. Ich sage es ja nur ungern, aber Ihre Frau hat recht. Wie Sie wissen, kann das Herausschneiden der Ecken dazu führen, dass der Nagel immer stärker einwächst.



Eigentlich weiß ich es ja...

...Auf alle Fälle konnte ich schon mit meiner Krankenkasse bezüglich der Teil-Kostenübernahme für die Spange sprechen, sie hat zugestimmt.



Klasse, sehen Sie, es lohnt sich zu fragen. Dann bereite ich alles vor.





Die Farben stehen für die unterschiedlichen Drahtstärken...





Ich passe die Spange exakt Ihrem Nagel an. Die beiden Häkchen werden unter die Nagelkante eingehängt – keine Sorge, davon werden Sie wenig spüren. Selbst bei Entzündungen kann die ORTOGRIP ohne Schmerzen gesetzt werden.

Sollte etwas pieken, geben Sie bitte Bescheid.



Durch die Schlaufe verbinde ich nun die beiden Teile und ziehe sie leicht zueinander. Spüren Sie schon einen Zug an den Nagelkanten?



Im Moment noch nicht – oh doch, jetzt.

Die Nagelkanten drücken nun nicht mehr so stark in den Nagelfalz und können wieder gerade herauswachsen. Wie eine Zahnspange die Zähne, korrigiert die Spange nun Ihren Nagel.



Das tut ja wirklich nicht weh.







Darf ich ein paar Flyer mitnehmen? Ich wüsste da auch ein paar potenzielle Spangen-Patienten für Sie.



Sehr gerne!





