



# Nettoyage et entretien du similicuir

Mode d'emploi

Le RUCK® Nettoyage et entretien du similicuir nettoie et entretient tous les revêtements de chaise en similicuir et aide à préserver les sièges de soins et les autres revêtements en simili-cuir. L'utilisation simultanée du RUCK® Nettoyage et entretien du similicuir et de l'éponge spéciale livrée avec le produit permet d'éliminer rapidement et en profondeur les salissures, taches ou colorations tenaces, par exemple celles produites sur les vêtements par des teintures qui n'ont pas été fixées. Le RUCK® Nettoyage et entretien du similicuir soigne et nettoie à fond et sans laisser de résidus, laisse un éclat satiné.

## Composition:

Le RUCK® Nettoyage et entretien du similicuir doit son action à un mélange de tensio-actifs spécifiques, de composés siliconés et de substances traitantes à base d'huile d'avocat.

## Utilisation:

Utiliser le RUCK® Nettoyage et entretien du similicuir non dilué. Pulvériser le produit sur les surfaces à nettoyer et essuyer immédiatement avec un chiffon ou, pour un nettoyage à fond, frotter les surfaces avec l'éponge spéciale. Le nettoyage est encore plus intense et agit plus en profondeur. Essuyer ensuite le RUCK® Nettoyage et entretien du similicuir excédentaire avec un chiffon sec. Le RUCK® Nettoyage et entretien du similicuir peut être utilisé tous les jours si nécessaire.

## Remarques:

Le RUCK® Nettoyage et entretien du similicuir peut être utilisé sur toutes les surfaces en similicuir. Pour les autres surfaces en cuir, la compatibilité du produit avec le support doit être testée sur l'envers du support. Les éponges spéciales ne doivent pas être utilisées sur le cuir. Ne pas mélanger la solution RUCK® Nettoyage et entretien du similicuir nettoie et entretient avec d'autres produits. Les altérations de la teinte et de l'odeur de RUCK® Nettoyage et entretien du similicuir nettoie et entretient au cours du stockage ne portent en rien préjudice à l'efficacité. Uniquement à usage professionnel. Tout incident grave lié au produit doit être signalé rapidement au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre.

## RUCK. Nettoyage et entretien du similicuir

- » Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunterladen oder telefonisch anfordern.
- » Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoja puhelimitse.
- » Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por teléfono.
- » Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie
- » Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použijte prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- » Šo lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- » This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- » Questo manuale è disponibile anche in altre lingua. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- » 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- » Navodila za uporabo lahko v številnih jeziki pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona
- » Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti solicita telefonic.
- » Ви можете загрузить руководства по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- » Τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- » U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- » Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- » Bu kullanım kilavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile istiyebilirsiniz.
- » Atsiūsiukite instrukcija lietuvių kalbą paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- » A használati útmutatót magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- » פולטב ותוא שקבל או אבה קנילב תופסונ תופשב הלעפהה תוארוה תא דירוהל לכות.
- » 여러 언어로 된 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- » Hægt er að sækja þessar notkunarléiðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símileiðis
- » Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
- » この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- » Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk
- » Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon
- » Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчеказаним посиланням на сайт або запросити по телефону



1. hellmut-ruck.de
2. terme de recherche: "2947001"
3. Downloads

<a href="https://hellmut-ruck.de">https://hellmut-ruck.de</a>
2947001 

Downloads
> <a href="#">Mode d'emploi</a>



**orochemie GmbH + Co. KG | Max-Planck-Straße 27  
DE – 70806 Kornwestheim | web www.orochemie.de  
e-Mail info@orochemie.com | fon +49 (0)7154.1308-0**

Distribution par: HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | DE – 75305 Neuenbürg  
web hellmut-ruck.de | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

### Copyright

© 2023 HELLMUT RUCK GmbH. Tous droits réservés. Il est interdit de copier, modifier, reproduire ou traduire le présent document sans autorisation écrite préalable de la société Hellmut Ruck GmbH.