

Anwendungsbereiche Instrumente

Anwendungsbereich		Instrument
Nagel kürzen	Verdickte Nägel	Kopfschneider, Nagelzange
	Pilznagel	Kopfschneider, Nagelzange
	Brüchige Nägel	Kopfschneider, Nagelzange
	Kindernägel	Kinder Nagelschere
	Eingewachsene Nägel	Eckenzange
	Weiche Nägel	Kopfschneider, Nagelzange, Eckenzange
	Diabetiker geeignet	Nagel-/Eckenzange mit abgerundeten Spitzen und Kanten
Hornhaut entfernen	Hühnerauge	Hautzange, Hautschere, Hohlmeißelklinge, Hohlfräser, Kugelfräser, Skalpell, Hartmetallfräser
	Flächig	Skalpell, Querhobel, Längshobel, großer Diamantschleifer, DiaTWISTER, Hybrid TWISTER, medCap, Hybridcap Kappen, Schleifkappen, Hartmetallfräser
	Im Nagelfalz	Hautzange, Hautschere, Hohlmeißelklinge, Kugelfräser, Diamantschleifer ("Fissurenschleifer")
	Rhagaden	Diamantschleifer (feine Körnung)
	Diabetiker geeignet	Diamantschleifer TOP Grip, Diamantschleifer SIDE Grip, Diamantschleifer mit abgerundeten Kanten, Schleifkappen, Thermo-Schleifkappen
Arbeiten im Nagelfalz	Freilegen stehengebliebener Ecken	Eckenfeile, Hohlmeißelklinge, Nagelfalzinstrument doppelseitig, Eckenzange
	Tamponaden	Tamponierinstrument, Nagelfalzinstrument doppelseitig, Nagelheber, Löffelinstrument, Tamponier-Wattehaken
	Nagelhaut zurückschieben	Nagelfalzinstrument (doppelseitig), Hohlmeißelklinge
	Allrounder im Nagelfalz	Nagelheber (doppelseitig), Löffelinstrument, Nagelfalzinstrument doppelseitig, Heidemann-Spatel doppelseitig
	Sondierung	Nagelfalzinstrument doppelseitig, Nagelfalzmesser
	Reinigung	Reinigungsinstrument, Nagelfalzmesser, ONY Clean-Fräser, Nagelfalzinstrument doppelseitig, Hohlmeißelklinge
	Diabetiker geeignet	Reinigungsinstrument, Nagelfalzinstrument doppelseitig

Bearbeitung der Nagelplatte	Nagelplatte abschleifen	Diamantschleifer (supergrobe-mittlere Körnung), Nagelfräser
	Dicke Nagelplatten abschleifen	Diamantschleifer (supergrobe-mittlere Körnung), Nagelfräser, Hartmetallfräser
	Nagelglättung	Diamantschleifer (feine Körnung), Hautfräser
	Polieren	Diamantschleifer (extra-feine Körnung), Vorpolierer, Glanz-Polierer
	Mykose-Nagel bearbeiten	Hartmetallfräser
	Anbohren der Nagelplatte	Kugelfräser mit Längsverzahnung
Bearbeitung der Nagelplatte	Pilznagel	Kugelfräser, Hartmetallfräser
	Kunstnägeln, Acrylnägeln und Gelnägeln	Hartmetallfräser, Speed plus Hartmetallfräser für Acryl, Speed Hartmetallfräser für Gel
	Diabetiker geeignet	Diamantschleifer TOP Grip, Diamantschleifer SIDE Grip, Diamantschleifer mit abgerundeten Kanten, KERA Fräser
	Feinbearbeitung	Diamantschleifer
	Säubern und Reinigen	Ony-Clean-Fräser, Nagelfalzinstrument doppelseitig, Diamantschleifer ("Fissurenschleifer")
Nagelmodellage	Verteilen der Nagelmasse	Spezialspatel doppelseitig, Spatel doppelseitig, Nagelfalzinstrument doppelseitig
	Aufbau von Gipsmodellen	Spatel doppelseitig
Orthosen	Bearbeitung Orthosen-kunststoffe	Hartmetallfräser, Schleifkappen
Nagelkorrektur	Biegung und Anpassung der Endhaken	Rund-Stufenzange, Spitzzange, Kleine Flachzange mit glatten Backen, Rundzange, Rund-/Spitzzange, Spitze Rundzange, Universal-Nagelkorrekturspange
	Auftragen des 2-Komponenten Klebstoff	Nagelfalzinstrument doppelseitig, Windehakenspatel doppelseitig
	Aufschieben und andrücken der Spangen	Applikator doppelseitig, Spezialspatel doppelseitig,
	Feilen der Spangenenden	Nagelfeile schmal
	Zuschneiden der GOLDSTADT professional Spange	Kronenschere, Seitenschneider, Verbandsschere Edelstahl, Universal-Nagelkorrekturzange
	Verdrillen der ORTHOGRIP professional Schlaufe	Windehakenspatel doppelseitig
	Biegen der Mittelschlaufe der Ross-Fraser-Spange	Rading-Stufenzange
	Festhalten der Drahtspangen	Festhaltezange
	Ablösen von Klebematerial von der Nagelplatte	Nagelfalzinstrument doppelseitig
	Formen des BLUE LIGHT professional Gel hard	Nagelfalzinstrument doppelseitig
	Korrigieren der BLUE LIGHT professional Modellierspange	Diamantschleifer, Hartmetallfräser